




ТИТАНОВАЯ ЗАДВИЖКА



РЕГУЛИРУЕМАЯ ТИТАНОВАЯ ЗАДВИЖКА

для крепления задвижки ПРИДЕРЖИВАЯСЬ
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПРОТЕЗА



КАБИНЕТ

ОПЦИЯ

для пациента
НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС И
ПУАНСОН - ЭКСТРАКТОР



ОТКРЫТИЕ ЗАМКА ПРИ ПОМОЩИ
ПУАНСОНА И НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНУСА

ЛАБОРАТОРИЯ

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ
КРЕПЛЕНИЯ ЗАДВИЖКИ




СИСТЕМА ЗАДВИЖКИ
ПРИКРЕПЛЕНА
ПРИ ПОМОЩИ
ДИСТАНЦИОННЫХ КОЛЕЦ
для СОБЛЮДЕНИЯ
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ ПРОТЕЗА





ТТ ТИТАНОВАЯ ЗАДВИЖКА LOCK



Смоделировать балки и просверлить отверстие диаметром 0,8 в подходящем месте.



Вставить керамический стержень



Готовая литая и отшлифованная балка.



Вставить позиционер из латуни в отверстие и зафиксировать. Пункт остановки **СТОП** соответствует объему готового контейнера.



Моделировать верхнюю часть при помощи пластмассы, не доходя до «стоп» линии позиционера для моделировки.



Убрать позиционер из латуни и приступить к литью.



Круговая измерительная камера для вставки ЗАДВИЖКИ.



Вставить позиционер из латуни в отверстие и приступить к восковому покрытию, а затем к отливке пластмассы.



Вставить блокирующий ключ в фабричный контейнер, Механизм (КЛЮЧКОЛЬЦО), хорошо заблокируется.



Надавить и обломить удлиненную часть ключа.



Примените самоотверждающийся композитный материал, чтобы остановить блокирующий ключ и установите задвижку в отверстие.



ЗАДВИЖКА зафиксированна в позиции, обработать и отполировать.



Готовый протез; при необходимости, для применения пуансона-экстрактора установить направляющий конус.